


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 抗Igf2Bp2/Imp2 モノクローナル抗体 - Q9Y6M1

商品番号: CM0004970



前書き

WB、IHC-P、IP、ELISA用 抗IGF2BP2/IMP2 ウサギモノクローナル抗体。ヒトIGF2BP2/IMP2 (66/62 kDa)

に反応します。これはmRNAの安定性と輸送を調節するRNA結合タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGF2BP2/IMP2 ウサギ mAb
備考/別名	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10644
免疫原	ヒトIGF2BP2/IMP2 (NP_001007226.1) のアミノ酸500-595に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y6M1
タンパク質分子量	66 kDa/62 kDa
発送	保冷剤