


If/Icc、Elisa用抗Igf2Bp2/Imp2ポリクローナル抗体 - Q9Y6M1

商品番号: CM0013165



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、ヒトIGF2BP2/IMP2（IMP-2、VICKZ2としても知られる）を標的とし、IF/ICCおよびELISAで検証されています。マウスおよびラットと交差反応します。mRNA輸送および翻訳制御における機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGF2BP2/IMP2 ウサギpAb
備考/別名	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
種	ヒト
GeneID	10644（ヒト）
免疫原	ヒトIGF2BP2/IMP2（NP_006539.3）のアミノ酸500～599内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6M1
タンパク質分子量	66kDa
輸送	保冷バッグ