


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Igf2Bp3 ポリクローナル抗体 - O00425

商品番号: CM0029972



前書き

ヒトIGF2BP3に対するウサギポリクローナル抗体。W
B、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラ
ットとの交差反応性あり。がん研究や発生生物学にお
けるRNA結合タンパク質研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGF2BP3 ウサギ pAb
備考/別名	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3, IGF2BP3
種	ヒト
GeneID	10643 (ヒト)
免疫原	ヒトIGF2BP3 (NP_006538.2)のアミノ酸300-579に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00425
タンパク質分子量	64kDa
配送	氷袋