


Anti-Igf2Bp3/Imp3 ウサギモノクローナル抗体（Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa対応） - O00425

商品番号: CM0006563



前書き

ヒトIGF2BP3/IMP3を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。がんおよびRNA結合タンパク質の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGF2BP3/IMP3 Rabbit mAb
備考/別名	KOC; CT98; IMP3; KOC1; IMP-3; VICKZ3; IGF2BP3/IMP3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10643
GeneID	10643
免疫原	ヒトIGF2BP3/IMP3 (NP_006538.2) のアミノ酸300-579に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00425
タンパク質分子量	64 kDa
配送	アイスバッグ