


Wb、Elisa用抗Igfalsポリクローナル抗体 - P35858

商品番号: CM0013889



前書き

ウサギ抗ヒトIGFALSポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応性を示します。IGFALSは分泌型血漿タンパク質であり、三元複合体形成を介してIGFの生物学的利用能を調節します。タンパク質相互作用や細胞接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGFALS ウサギ pAb
備考／別名	ALS; ACLSD; IGFALS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3483
GeneID	3483
免疫原	組換えタンパク質[ヒトIGFALS (NP_004961.1) のアミノ酸396～605番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質]
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P35858
タンパク質分子量	66kDa
輸送方法	保冷剤