

Wb、Elisa用 抗Igfbp1 モノクローナル抗体 - P08833

商品番号: CM0002865



前書き

ヒトIGFBP1に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。IGFBP1はIGFの生物学的利用能と細胞遊走を調節し、増殖因子研究および診断アッセイ開発に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGFBP1 ウサギ mAb
備考/別名	AFBP, IBP1, PP12, IGF-BP25, hIGFBP-1, IGFBP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3484
GeneID	3484
免疫原	ヒトIGFBP1 (P08833) のアミノ酸160-259に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08833
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	保冷剤