

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Igfbp1 ウサギポリクローナル抗体 - P08833

商品番号: CM0017045



前書き

IGFBP1 Rabbit

pAbは、ヒトインスリン様成長因子結合タンパク質1を標的とするポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。IGFシグナル伝達、細胞遊走、アポトーシス制御に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGFBP1 Rabbit pAb
備考/別名	AFBP; IBP1; PP12; IGF-BP25; hIGFBP-1; IGFBP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3484
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIGFBP1 (NP_000587.1) のアミノ酸150-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08833
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ