


WbおよびElisa用Anti-Igfbp2ウサギポリクローナル抗体 - P18065

商品番号: CM0018020



前書き

ヒトIGFBP2を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISA用。マウスおよびラットと交差反応します。約35

kDaのタンパク質を認識します。IGF介在性の増殖、分化、および移動の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGFBP2 Rabbit pAb
備考/別名	IBP2; IGF-BP53; IGFBP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3485
遺伝子ID	3485
免疫原	ヒトIGFBP2 (NP_000588.2) のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18065
タンパク質分子量	35kDa
配送	氷袋