


Wb・Elisa用 抗Igfbp3 ウサギポリクローナル抗体 - P17936

商品番号: CM0016439



前書き

ヒトIGFBP3を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みです。32

kDaのバンドを検出し、マウスおよびラットと交差反応します。IGFシグナル伝達やアポトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGFBP3 Rabbit pAb
別名	IBP3; BP-53; IGFBP3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3486
遺伝子ID	3486
免疫原	ヒトIGFBP3 (NP_000589.2) のアミノ酸100-200番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17936
タンパク質分子量	32kDa
発送方法	氷袋