

抗Igfbp4ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P22692

商品番号: CM0015630



前書き

WBおよびELISAで検証済みのIGFBP4ウサギポリクローナル抗体です。マウスおよびラットと交差反応します。IGFの生物学的利用能および成長調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGFBP4 ウサギ pAb
別名	BP-4; IBP4; IGFBP-4; HT29-IGFBP; IGFBP4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3487
GeneID	3487
免疫原	ヒトIGFBP4 (NP_001543.2)のアミノ酸178～258番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P22692
タンパク質分子量	28kDa
輸送方法	保冷剤