

抗Igfbp4ウサギポリクローナル抗体 - P22692

商品番号: CM0020386



前書き

ヒトIGFBP4に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のIGFBP4を検出します。IGFシグナル伝達および成長調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGFBP4 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	BP-4; IBP4; IGFBP-4; HT29-IGFBP; IGFBP4
種	ヒト
遺伝子ID	3487
免疫原	ヒトIGFBP4（NP_001543.2）のアミノ酸22-258に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22692
タンパク質重量	28kDa
配送	アイスバッグ