

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Igfbp7 ラビットモノクローナル抗体 - Q16270

商品番号: CM0010195



前書き

ヒトIGFBP7 (Q16270)

を標的とする高品質なラビットモノクローナル抗体。
ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。血管新生、細胞接着、腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGFBP7 ラビット mAb
備考/別名	AGM; PSF; TAF; FSTL2; IBP-7; MAC25; IGFBP-7; RAMSVPS; IGFBP-7v; IGFBPRP1; IGFBP7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3490
遺伝子ID	3490
免疫原	合成ペプチド：ヒトIGFBP7 (Q16270) のアミノ酸50-150以内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16270
タンパク質分子量	29kDa
配送	氷袋