


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Igfbp7ウサギポリクローナル抗体 - Q16270

商品番号: CM0016916



前書き

ヒトIGFBP7に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みです。マウスおよびラットIGFBP7も認識します。インスリン様成長因子結合、細胞接着、血管新生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	IGFBP7ウサギpAb
備考/別名	AGM; PSF; TAF; FSTL2; IBP-7; MAC25; IGFBP-7; RAMSVPS; IGFBP-7v; IGFBPRP1; IGFBP7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3490
GeneID	3490
免疫原	ヒトIGFBP7 (NP_001544.1)のアミノ酸残基27-282に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q16270
タンパク質分子量	29kDa
発送	保冷バッグ