

Anti-Igfbpl1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - Q8Wx77

商品番号: CM0023200



前書き

ヒトIGFBPL1（IGFBP-rP4）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで実証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。IGFシグナル伝達および腫瘍抑制の研究に適しています。分子量：29kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGFBPL1 Rabbit pAb
別名	IGFBPRP4; IGFBP-RP4; bA113O24.1; IGFBPL1
由来種	ヒト
遺伝子ID	347252
免疫原	合成ペプチド（ヒトIGFBPL1（NP_001007564.1）のアミノ酸150～250番目の配列に対応する合成ペプチド）
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q8WX77
タンパク質分子量	29kDa
発送方法	保冷剤同梱