

Anti-Igha1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Fc, Elisa - P01876

商品番号: CM0027429



前書き

ヒトIGHA1（IgA1重鎖定領域）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、FC、ELISAで検証済み。免疫グロブリン研究および診断アッセイの開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGHA1 Rabbit pAb
備考/別名	IgA1; IGHAI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3493
GeneID	3493
免疫原	ヒトIGHA1 (P01876) のアミノ酸122-353内の配列に対応する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01876
タンパク質分子量	38kDa
配送	氷袋