


Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Ighdラビットモノクローナル抗体 - P01880

商品番号: CM0002304



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのAnti-IGHDラビットモノクローナル抗体。ヒト免疫グロブリン重鎖定常デルタ鎖（P01880）を標的とし、B細胞および液性免疫の研究に対応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGHD Rabbit mAb
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3495
GeneID	3495
免疫原	合成ペプチド ヒトIGHD（P01880）のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01880
タンパク質分子量	42kDa
配送	氷袋