


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ighmbp2ウサギポリクローナル抗体 - P38935

商品番号: CM0020902



前書き

ヒトIGHMBP2に対するウサギポリクローナル抗体。
WB、IHC-
P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。RNAヘリカーゼ、リボソーム生合成、神経変性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGHMBP2ウサギpAb
別名	HCSA; HMN6; CATF1; CMT2S; SMARD1; SMUBP2; ZFAND7; IGHMBP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3508
遺伝子ID	3508
免疫原	ヒトIGHMBP2 (NP_002171.2) のアミノ酸540〜720に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P38935
タンパク質分子量	109kDa
配送	保冷バッグ