

Anti-Igsf3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O75054

商品番号: CM0016289

前書き

このヒトIGSF3 (EWI-3)に対するウサギポリクローナル抗体は、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。胎盤、腎臓、および肺組織における免疫グロブリンスーパーファミリーメンバー3の発現解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGSF3 ウサギ pAb
備考/別名	V8; LCDD; EWI-3; IGSF3
種	ヒト
遺伝子ID	3321
免疫原	ヒトIGSF3 (NP_001007238.1) のアミノ酸350-562に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75054
タンパク質分子量	135kDa
配送	アイスバッグ