

WbおよびElisa用抗Igsf6ウサギポリクローナル抗体 - O95976

商品番号: CM0017204

前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗IGSF6ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。アミノ酸1〜241をカバーする組換えタンパク質を免疫原として使用しています。DORA/IGSF6タンパク質の免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	IGSF6ウサギpAb
備考／別名	DORA ; IGSF6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10261
遺伝子ID	10261
免疫原	ヒトIGSF6 (NP_005840.2) のアミノ酸1〜241に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95976
タンパク質分子量	27 kDa
輸送	保冷剤