

抗Ihhウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q14623

商品番号: CM0024884



前書き

IHH（Indian hedgehog protein）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。骨・軟骨の発育、細胞シグナル伝達および関連分野の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IHH Rabbit pAb
備考/別名	BDA1; HHG2; IHH
種	ヒト
遺伝子ID	3549
免疫原	組換えタンパク質（ヒトIHHのアミノ酸202-411に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002172.2)）
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14623
タンパク質重量	45kDa
配送	アイスパック