


Wb、Elisa用 抗Ikポリクローナル抗体 - Q13123

商品番号: CM0014967



前書き

ヒトIK（Red/RER）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適し、マウスおよびラットとの交差反応性あり。スプライセオソームおよび細胞周期研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IK ウサギ pAb
備考/別名	RED; RER; CSA2; IK
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3550
遺伝子ID	3550
免疫原	ヒトIKのアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_006074.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13123
タンパク質分子量	66kDa
輸送	保冷バッグ