


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Ikarosウサギポリクローナル抗体 - Q13422

商品番号: CM0024698



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの抗Ikarosウサギポリクローナル抗体（Q13422）。リンパ球および赤血球分化に関与するIkaros転写因子を標的とします。免疫検出研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IkarosウサギpAb
備考／別名	IK1; LYF1; LyF-1; CVID13; IKAROS; PPP1R92; PRO0758; ZNFN1A1; Hs.54452; Ikaros
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10320
GeneID	10320
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIkaros (NP_006051.1) のアミノ酸296-457に相当する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13422
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷バッグ