


抗Ikarosウサギポリクローナル抗体（Wb用）- Q13422

商品番号: CM0022475



前書き

ヒトIkaros（IKZF1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISA、ChIPでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。造血分化およびリンパ球発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ikaros Rabbit pAb
別名	IK1; LYF1; LyF-1; CVID13; IKAROS; PPP1R92; PRO0758; ZNFN1A1; Hs.54452; Ikaros
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10320
GeneID	10320
免疫原	ヒトIkaros（NP_001207694.1）のアミノ酸1～270番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13422
タンパク質分子量	58kDa
輸送方法	保冷剤