

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Ikba モノクローナル抗体 - P25963

商品番号: CM0002901



前書き

ヒトIkBa（NF-kappa-B阻害因子α）に対するウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。推定分子量は36 kDaです。NF-kBシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IkBa ウサギmAb
備考/別名	IKBA; MAD-3; NFKB1; EDAID2; IkBa
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4792
GeneID	4792
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25963
タンパク質分子量	36 kDa
発送方法	保冷剤