

Wb、Elisa用抗Ikbaポリクローナル抗体 - P25963

商品番号: CM0013236



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みの高品質IκBαウサギpAb。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内因性NF-kappa-Bインヒビターアルファを検出します。NF-κB経路および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IκBα ウサギ pAb
備考/別名	IKBA; MAD-3; NFKB1; EDAID2; IκBα
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4792
遺伝子ID	4792
免疫原	合成ペプチド ヒト IκBα (NP_065390.1) のアミノ酸166～265番の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25963
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷剤