

Wb、Ip、Elisa用Anti-Ikbaポリクローナル抗体 - P25963

商品番号: CM0016911



前書き

ヒトIκBα (NF-kappa-Bインヒビターα) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IP、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。NF-κBシグナル伝達、炎症、および免疫応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IκBα Rabbit pAb
備考/別名	IKBA; MAD-3; NFKB1; EDAID2; IκBα
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4792
GeneID	4792
免疫原	ヒトIκBα (NP_065390.1) のアミノ酸201-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25963
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスバック