

Anti-Ikba Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q63746

商品番号: CM0011244

前書き

IκBα (NFKBIA)
を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタン
ブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラ
ットとの交差反応性があります。NF-kappa-
Bシグナル伝達の研究に適しています。予測分子量：3
5 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IκBα Rabbit mAb
備考/別名	RL/IF-1; IκBα
種	Rat
GeneID (ヒト)	4792
GeneID	25493
免疫原	ラット IκBα (NP_001099190.2) のアミノ酸1-314に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	Rabbit
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	Mouse, Rat
SWISS	Q63746
タンパク質分子量	35 kDa
配送	氷袋