

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Ikbipポリクローナル抗体 - Q70Uq0

商品番号: CM0028787

前書き

IKBIP（核因子κ-Bキナーゼ相互作用タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。p53によって制御されるアポトーシス促進因子です。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IKBIP Rabbit pAb
備考/別名	IKIP; IKBIP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	121457
GeneID	121457
免疫原	ヒト IKBIP (NP_963906.1) のアミノ酸115-350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q70UQ0
タンパク質分子量	39kDa
配送	氷袋