


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ikbkapポリクローナル抗体 - O95163

商品番号: CM0018009



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの高品質な抗IKBKAPウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットに対して反応性を示します。エロンゲーター複合体、tRNA修飾、神経変性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IKBKAP ウサギ pAb
備考／別名	FD ; DYS ; IKAP ; IKI3 ; TOT1 ; IKBKAP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8518
免疫原	ヒトIKBKAP (NP_003631.2) のアミノ酸1093～1332に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95163
タンパク質分子量	150 kDa
輸送	保冷バッグ