


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用抗Ikkaポリクローナル抗体 - O15111

商品番号: CM0022893



前書き

ヒトIKKαに対するウサギポリクローナル抗体で、約85 kDaのバンドを検出します。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAでバリデーション済みです。古典的および非古典的NF-κB経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IKKαウサギpAb
備考／別名	BPS2; IKK1; IKKA; IKBKA; TCF16; NFKB1KA; IKK-alpha; IKKα
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1147
GeneID	1147
免疫原	合成ペプチド ヒトIKKα (NP_001269.3) のアミノ酸600〜700に相当する配列内の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15111
タンパク質分子量	85 kDa
配送	アイスバッグ