

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Ikke (Ikbke) ウサギポリクローナル抗体 - Q14164

商品番号: CM0013026

前書き

ヒトIKKε
(IKBKE)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、免疫組織化学、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのIKKεを検出します。自然免疫および炎症シグナル伝達の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	IKKε Rabbit pAb
備考・別名	IKKε; IKKI; IKK-E; IKK-i; IKKε
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	9641
GeneID	9641
免疫原	ヒトIKKε (NP_054721.1)のアミノ酸495-716番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14164
タンパク質分子量	80kDa
発送方法	保冷剤