

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Ikke ウサギ モノクローナル抗体 - Q14164

商品番号: CM0010916

前書き

IKKε (IKBKE) に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。ヒトIKKε (Q14164) のN末端アミノ酸1-100を認識。抗ウイルス自然免疫および炎症性シグナル伝達経路の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IKKε ウサギ mAb
備考/別名	IKKε; IKKI; IKK-E; IKK-i; IKKε
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9641
GeneID	9641
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14164
タンパク質分子量	80kDa
発送	保冷バッグ