


抗Ikky ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa対応） - Q9Y6K9

商品番号: CM0010946



前書き

ヒトIKK γ （NF- κ B必須制御因子）を標的とする高親和性ウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットの内在性タンパク質を検出可能で、NF- κ Bシグナル伝達経路研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	IKK γ ウサギmAb
別名	IP, IP1, IP2, FIP3, IKKG, IPD2, NEMO, FIP-3, Fip3p, IMD33, SAIDX, AMCBX1, EDAID1, IKKAP1, ZC2HC9, IKK-gamma
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8517
GeneID	8517
免疫原	ヒトIKK γ (NP_003630.1) のアミノ酸1-419番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6K9
タンパク質分子量	48 kDa / 56 kDa / 37 kDa
発送方法	氷袋梱包