


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Ikkyウサギポリクローナル抗体 - Q9Y6K9

商品番号: CM0015157



前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みの高品質な抗IKKγ（NEMO）ウサギポリクローナル抗体。NF-κBシグナル伝達およびIKK複合体研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IKKγ Rabbit pAb
備考/別名	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-gamma; IKKγ
種	ヒト
遺伝子ID	8517
免疫原	ヒトIKKγ（NP_003630.1）のアミノ酸250～390に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6K9
タンパク質分子量	48 kDa/56 kDa/37 kDa
輸送	保冷バッグ