


Wb、Ip、Elisa用Anti-Ikkyウサギポリクローナル抗体 - Q9Y6K9

商品番号: CM0013944



前書き

ウエスタンブロット、免疫沈降、ELISAでバリデーション済みのウサギ抗IKK γ (NEMO) ポリクローナル抗体。炎症シグナル伝達および疾患研究における、ヒトおよびマウスのNF- κ B必須モジュレーターを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] IKK γ ウサギpAb
備考／別名	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-gamma; Ky
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8517
GeneID	8517
免疫原	ヒトIKK γ (NP_003630.1) のアミノ酸1〜419に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y6K9
タンパク質分子量	48 kDa/56 kDa/37 kDa
配送	保冷バッグ