


Anti-Ikkβ Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O14920

商品番号: CM0018518



前書き

WB（ウェスタンブロット）およびELISAに適した、IKKβ（IKK2、IKKB）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと交差反応します。NF-κBシグナル伝達、免疫応答、および炎症性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IKKβ Rabbit pAb
備考/別名	IKK2; IKKB; IMD15; IMD15A; IMD15B; NFKB1KB; IKK-beta; IKKβ
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3551
GeneID	3551
免疫原	IKKβ (NP_001547.1) のアミノ酸400-669に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	O14920
タンパク質分子量	29-87 kDa
配送	アイスバッグ