


WbおよびElisa用抗Ikzf2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Uks7

商品番号: CM0016932



前書き

WBおよびELISAで検証済みのヒトIKZF2 (Helios) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。Tregの安定性、IL-2抑制、聴覚発達の研究に適しています。Q9UKS7。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IKZF2ウサギpAb
備考／別名	ANF1A2; HELIOS; ZNF1A2; ZNFN1A2; IKZF2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22807
GeneID	22807
免疫原	ヒトIKZF2 (NP_001072994.1) のアミノ酸300～440に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来動物	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKS7
タンパク質分子量	60 kDa
輸送	保冷剤