

Wb、Ip、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Ikzf3モノクローナル抗体 - Q9Ukt9

商品番号: CM0009986

前書き

WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISAでバリデーション済みの抗IKZF3モノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのIKZF3に反応します。組換え免疫原を使用。リンパ球分化、B細胞発生、転写制御研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IKZF3 ウサギmAb
備考／別名	AIO; IMD84; AIOLOS; ZNFN1A3; IKZF3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22806
遺伝子ID	22806
免疫原	ヒトIKZF3 (Q9UKT9) のアミノ酸400～509に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKT9
タンパク質分子量	58 kDa
出荷方法	保冷バッグ