

Anti-Ikzf3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ukt9

商品番号: CM0006863

前書き

ヒトIKZF3（Aiolos）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAに対応。ヒトおよびラットと反応します。リンパ球分化およびB細胞生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IKZF3 Rabbit mAb
備考/別名	AIO; IMD84; AIOLOS; ZNFN1A3; IKZF3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22806
遺伝子ID	22806
免疫原	ヒトIKZF3（Q9UKT9）のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9UKT9
タンパク質分子量	58kDa
配送	アイスパック