

Anti-Ikzf3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukt9

商品番号: CM0026196

前書き

IKZF3 (Aiolos)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルにおいて、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。B細胞分化およびアポトーシス制御において重要な役割を果たします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	IKZF3 Rabbit pAb
備考/別名	AIO; IMD84; AIOLOS; ZNFN1A3; IKZF3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22806
GeneID	22806
免疫原	ヒト IKZF3 (NP_036613.2) のアミノ酸 280-450 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UKT9
タンパク質分子量	58kDa
配送	アイスバック