


WbおよびElisa用 抗IL-1Aウサギポリクローナル抗体 - P01583

商品番号: CM0021663



前書き

ヒトIL-

1αに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済み。免疫原はアミノ酸112-271に対応。炎症および免疫応答の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL-1αウサギpAb
備考 / 別名	IL1; IL-1A; IL1F1; IL1-ALPHA; IL-1 alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3552
GeneID	3552
免疫原	ヒトIL-1α (NP_000566.3) のアミノ酸112-271に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01583
タンパク質分子量	31kDa
輸送	氷袋