

Wb、If/Icc、If-P、Elisa用抗IL-1Bウサギポリクローナル抗体 - P01584

商品番号: CM0015209



前書き

ヒトIL-1β（IL1β、IL-1、IL1F2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのIL-1βと交差反応します。炎症およびサイトカイン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL1β Rabbit pAb
備考/別名	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA; IL1β
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3553
GeneID	3553
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIL1β（NP_000567.1）のアミノ酸1～269に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01584
タンパク質分子量	31 kDa
配送	保冷バッグ