

Fc・Elisa用 抗IL-13 ウサギモノクローナル抗体 - P20109

商品番号: CM0006207

前書き

マウスIL-

13を標的とするウサギモノクローナル抗体で、細胞内フローサイトメトリーおよびELISAでの検証が完了しています。マウスIL-

13に特異的に結合し、タンパク質分子量は14kDaです。アレルギー・炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL-13 ウサギmAb
備考/別名	IL-13
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	3596
GeneID	16163
免疫原	マウスIL-13 (NP_032381.1) のアミノ酸20～131番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	FC (細胞内)、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P20109
タンパク質分子量	14kDa
発送方法	保冷剤梱包