


フローサイトメトリー用抗IL-13R α 1 (Cd213A1) モノクローナル抗体 - P78552

商品番号: CM0008055



前書き

ヒトIL-13R α 1

(CD213a1)を標的とする複合化ウサギモノクローナル抗体です。ヒトサンプルのフローサイトメトリーでの使用が検証済みで、免疫学および腫瘍学におけるIL-13/IL-4シグナル伝達研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD213a1/IL-13R α 1 mAb
備考/別名	IL13RA1; CD213A1; CT19; IL-13Ra; NR4; interleukin-13 receptor subunit alpha-1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3597
GeneID	3597
免疫原	組換えタンパク質。ヒトCD213a1/IL-13R α 1 (NP_001551.1)のアミノ酸29～343番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P78552
タンパク質分子量	31kDa/48kDa
配送方法	氷袋