

If/Icc、Fc、Elisa用抗IL-15Raウサギモノクローナル抗体 - Q60819

商品番号: CM0009581



前書き

マウスIL-

15RA (CD215) に対する高親和性ウサギモノクローナル抗体で、IF/ICC、FC、ELISAに対応しています。免疫原は組換えタンパク質、分子量は28kDa、マウスと交差反応します。IL-15シグナル伝達、免疫細胞機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL-15RA ウサギmAb
備考 / 別名	IL15ra
種	マウス
GeneID (ヒト)	3601
GeneID	16169
免疫原	マウスCD215/IL-15Rα (NP_032384.1) のアミノ酸33～205番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC、FC、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q60819
タンパク質分子量	28kDa
発送	氷袋梱包