


抗IL-17Rbモノクローナル抗体（Fc、Elisa用） - Q9Nrm6

商品番号: CM0006397



前書き

ヒトIL-17RBを標的とするウサギモノクローナル抗体（FCおよびELISA用）。炎症性サイトカインシグナル伝達、造血細胞分化、および内分泌組織生物学の研究に最適です。 - Q9NRM6

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL-17RB ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	CRL4, EVI27, IL17BR, IL17RH1
種	ヒト
遺伝子ID	55540
免疫原	ヒトIL-17RBのアミノ酸18-289に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_061195.2)。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NRM6
タンパク質重量	56kDa
配送	アイスパック