

WbおよびElisa用 抗IL-1Ra ウサギモノクローナル抗体 - P25085

商品番号: CM0006374

前書き

WBおよびELISA用 マウスインターロイキン-1受容体拮抗物質（IL-1RA/IL-1ra）ウサギモノクローナル抗体。ヒトと交差反応性あり。炎症およびサイトカイン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL-1RA ウサギ mAb
備考/別名	IL-1ra; F63004IP17Rik; IL-1RA
種	マウス
GeneID (ヒト)	3557
GeneID	16181
免疫原	マウスIL-1RA (NP_001034790.1) のアミノ酸27-178に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P25085
タンパク質分子量	20 kDa
発送	保冷バッグ