


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗IL-1Racp ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nph3

商品番号: CM0030555



前書き

ヒトIL-

1RacP (IL1R3) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。IL-1/IL-33/IL-36シグナル伝達および炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL-1RacP ウサギ pAb
備考/別名	IL1R3; C3orf13; IL-1RacP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3556
遺伝子ID	3556
免疫原	ヒトIL-1RacP (NP_001161402.1) のアミノ酸21-356に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NPH3
タンパク質分子量	65kDa
輸送	保冷バッグ