

Wb、If/Icc、If-P、Elisa用 抗IL-21ウサギモノクローナル抗体 - Q9Hbe4

商品番号: CM0008642



前書き

WB、IF/ICC、IF-P、ELISA用に検証済みの抗ヒトIL-21ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびラットと反応します。免疫、Tfh細胞の生成、およびB細胞の抗体産生に関与するIL-21サイトカインを標的とします。免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL-21 Rabbit mAb
備考/別名	Za11; IL-21; CVID11
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	59067
免疫原	ヒトIL-21 (NP_068575.1) のアミノ酸25-162に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9HBE4
タンパク質分子量	18kDa/19kDa
配送	氷袋