

抗IL-27Ra/Wsx-1 ウサギモノクローナル抗体（Fc、Elisa用途） - Q6Uwb1

商品番号: CM0005550



前書き

ヒトIL-27RA/WSX-

1に対するウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーおよびELISAでの実用性が検証済みで、ラットとの交差反応性を有します。Th1免疫応答やサイトカインシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL-27RA/WSX-1 ウサギmAb
備考／別名	CRL1; TCCR; WSX1; IL27R; IL-27RA; zcytor1; IL-27RA/WSX-1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	9466
GeneID	9466
免疫原	組換えタンパク質（ヒトIL-27RA/WSX-1のアミノ酸33～283番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質、NP_004834.1）
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q6UWB1
タンパク質分子量	69kDa
発送方法	保冷剤